

1. 关于瓶子:

实验桌, 通风橱及实验室内两个冰箱及-80℃冰箱内, 凡是没有标注自己名字的, 或是放置 n 久没人收拾的, 一律泡碱缸;

2. 关于冰箱:

A) 三个冰箱, 每隔半年会整体清理一次, 将一些没标签, 没人认领的东西清除;

B) -20℃的冰箱每人请按照标签指示放在自己的位置, 勿错放他人位置, 以免丢失或被他人清理;

C) 冰箱内部禁止放置易挥发, 爆炸的溶液, 如乙醚等;

D) 放置的瓶子, EP 管请做好标记, 用不上的, 请自觉清理掉;

3. 关于固相:

固相目前采用借还登记制度 (有更好的方法可以给 zx1 建议):

A) 请准确记录自己借出及归还的日期, 个数;

B) 有帮人带洗的, 也请给你带洗的人登记;

C) 固相洗好烘干后, 请及时收回存放位置。